



شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران

خبرنامه تعاونی دندانپزشکان ایران - تیر و مرداد ۱۴۰۳

 [idc_1359](#)

 [idc1359](#)

 www.idc1359.ir



بررسی کمپرسور دندانپزشکی (نصب و نگهداری)

کمپرسور دندانپزشکی، قلب تپنده‌ی مطب دندانپزشکی است، که هوای فشرده‌ی مورد نیاز برای ابزارهای مختلف دندانپزشکی را تامین می‌کند. نصب و نگهداری صحیح این دستگاه برای عملکرد بهینه و طول عمر آن بسیار مهم است. در این مقاله، به صورت جامع به مراحل نصب، نکات مهم نگهداری و عیب‌یابی رایج در کمپرسورهای دندانپزشکی می‌پردازیم.

اهمیت کمپرسور دندانپزشکی

کمپرسور دندانپزشکی، هوای فشرده‌ای با فشار و کیفیت مناسب را برای ابزارهای مختلف دندانپزشکی مانند توربین‌ها، میکروموتورها و دستگاه‌های ساکشن فراهم می‌کند. این هوا برای برش، سایش، تمیز کردن و خشک کردن دندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتخاب محل مناسب برای نصب

- * تهویه مناسب: محل نصب باید دارای تهویه کافی برای خنک‌سازی کمپرسور باشد.
- * دسترسی آسان: به برق، آب (در صورت نیاز) و فضای کافی برای سرویس‌دهی نیاز است.
- * سطح صاف و پایدار: برای جلوگیری از لرزش و صدا، کمپرسور باید روی سطحی صاف و محکم قرار گیرد.
- * دور از رطوبت و آلودگی: محیط نصب باید خشک و عاری از گرد و غبار باشد.

مراحل نصب

- * تراز کردن: اطمینان حاصل کنید که کمپرسور به طور کامل تراز شده باشد.
- * اتصالات پیچ و مهره: تمامی پیچ‌ها و مهره‌ها را محکم ببندید.
- * اتصال لوله‌ها: لوله‌های هوای فشرده را به درستی به کمپرسور و تجهیزات دندانپزشکی متصل کنید. از اتصالات محکم و بدون نشتی اطمینان حاصل کنید.
- * اتصال برق: اتصال برق باید توسط یک برقکار ماهر و مطابق با استانداردهای ایمنی انجام شود.

تست و راه‌اندازی

- * بررسی اتصالات: قبل از روشن کردن کمپرسور، تمامی اتصالات را بررسی کنید تا از محکم بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنید.
- * روشن کردن کمپرسور: کمپرسور را روشن کرده و به مدت چند دقیقه آن را در حالت بدون بار کار کنید.
- * بررسی عملکرد: عملکرد کمپرسور، فشار هوا و دمای آن را بررسی کنید.
- * تست ابزارها: تمامی ابزارهای متصل به کمپرسور را تست کنید تا از عملکرد صحیح آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

نگهداری و سرویس

- * تعویض فیلترها: به طور مرتب فیلترهای هوا و روغن را تعویض کنید تا عملکرد کمپرسور بهینه باقی بماند.
- * تخلیه آب کندانس: آب کندانس جمع شده در مخزن را به طور مرتب تخلیه کنید.
- * بررسی تسمه‌ها و کوپلینگ‌ها: تسمه‌ها و کوپلینگ‌ها را به صورت دوره‌ای بررسی کرده و در صورت نیاز آن‌ها را تعویض کنید.

تعاونی دندانپزشکان ایران تنها تعاونی سراسری دندانپزشکان در ایران است. هدف از تاسیس تعاونی اثرگذاری در جهت کنترل بازار و تعمیم عدالت در توزیع کالا است. شما می‌توانید مواد و تجهیزات دندانپزشکی را به صورت حضوری و یا از طریق سایت خریداری کنید.



محصولات آنجلوس

www.idc1359.ir

مانی مانی

www.idc1359.ir

الکل طبی
۷۰ و ۹۶ درصد

www.idc1359.ir

محصولات بیسکو
موجود در تعاونی دندانپزشکان ایران

www.idc1359.ir

محصولات FGM

www.idc1359.ir

ارسال رایگان روزهای دوشنبه و چهارشنبه

تهران برای مبالغ بالای ۱۲ میلیون تومان
و سایر شهرها برای مبالغ بالاتر از ۱۶ میلیون تومان

برای مشاهده محصولات و یا
خرید از طریق سایت، بارکد را
اسکن کنید



انواع دستگاه اتوکلاو و بهترین برندهای آن :

انتخاب یک برند معتبر می‌تواند نقش مهمی در عملکرد و دوام دستگاه اتوکلاو شما داشته باشد در این بخش به معرفی بهترین برندهای موجود در بازار می‌پردازیم:

Tuttnauer

Midmark

SciCan

انواع اتوکلاو

اتوکلاوهای انواع متفاوتی دارند. هر یک از این دستگاه‌ها برای استفاده در مکان متفاوتی طراحی شده‌اند. بهتر است هنگام انتخاب اتوکلاو مورد نظر، معیارهای اصلی خود را در نظر گرفته و بعد دست به انتخاب بزنید.

اتوکلاوهای بیمارستانی

اتوکلاوهای بیمارستانی ظرفیتی بالا دارند و می‌توانند حجم زیادی از تجهیزات پزشکی را استریل کنند.

اتوکلاوهای رومیزی

این نوع اتوکلاو برای مطب‌های دندانپزشکی و درمانگاه‌های کوچک مناسب است و ظرفیت چندان زیادی ندارد.

اتوکلاوهای آزمایشگاهی

اتوکلاوهای آزمایشگاهی معمولاً در تحقیقات علمی و برای استریل کردن وسایل آزمایشگاهی و محیط‌های کشت استفاده می‌شوند.

انبار و انبارداری از مهم‌ترین بخش‌های شرکت هستند، چرا که قسمت بزرگی از دارایی‌های سازمان‌ها در موجودی‌های انبار تعریف شده است. از مهم‌ترین وظایف کارمندان این بخش، بررسی موجودی کالاهای انبار، نوع و مقدار مواد و حداقل و حداکثر موجودی هریک از اقلام و همچنین نقطه سفارش محصولات است که باید به طور مستمر باید مورد توجه قرارگیرد.



برای آشنایی بیشتر با این بخش مهم از شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران، با حسن نوروزی، کارشناس باسابقه شرکت، همراه می‌شویم که از روندکاری، چالش‌ها و راهکارهای پیش رو صحبت می‌کند.

برای مشاهده ویدئو از طریق
سایت، بارکد را اسکن کنید





شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران

www.idc1359.ir

 idc_1359

 idc1359

تهران، کوی نصر، خیابان شهید علیالی (پیروزی) غربی، شماره ۹۴ 

۰۲۱-۸۸۲۶۸۳۰۴

۰۲۱ - ۸۸۲۶۸۳۰۵

۰۲۱- ۸۸۲۶۸۳۰۹